

Физтех-школа аэрокосмических технологий 19 апреля 2024 года

## Лабораторная работа 2.2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ

## Зайцев Александр Б03-305

**Цель работы:** 1) регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

**В работе используются:** измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

Диффузией называется самопроизвольное перемешивание молекул, происходящее вследствие их хаотического теплового движения. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии. Для наблюдения взаимной диффузии необходимо равенство давлений во всей системе (в противном случае возникнет гораздо более быстрое макроскопическое течение газа как сплошной среды).

В данной работе исследуется диффузия примеси лёгкого газа (гелия) на фоне воздуха. Концентрация воздуха в условиях опыта предполагается значительно большей, чем концентрация примеси, и ее относительное изменение в результате взаимной диффузии будет незначительным. Поэтому мы будем описывать только диффузию примеси (гелия) на стационарном фоне воздуха и в дальнейшем, если не оговорено особо, под п будем иметь в виду концентрацию примеси.

Сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии концентрации каждого из компонентов в обоих сосудах с течением выравниваются. времени Рассмотрим процесс выравнивания концентрации. В общем случае концентрация зависит от координат и времени во всей установке. В наших условиях решение задачи упрощается, поскольку объём соединительной трубки мал по сравнению с объемами сосудов. В связи этим концентрацию газов внутри каждого ОНЖОМ считать постоянной ПО всему объему сосуда, сосуда предположить, что процесс выравнивания концентраций происходит в основном благодаря диффузии в трубке.




Рис. 1. Экспериментальная установка

## Результаты измерений.




Рис. 2. Графики зависимости показаний гальванометра (мВ) от времени в логарифмическом масштабе

Графики имеют вид прямых линий. По угловым коэффициентам экспериментальных прямых и известным параметрам установки рассчитаны коэффициенты взаимной диффузии при выбранных давлениях.

$$D = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{L}{S\tau} = \frac{V}{2} \frac{L}{S\tau}$$
 (1)

Таблица 1. Коэффициенты взаимной диффузии

№	Р, торр	$k \cdot 10^{-3}, c^{-1}$	τ, c	D, cm <sup>2</sup> /c
1	38	3,13	320	10,31±0,16
2	38(!)	0,51	194	17,04±0,19
3	79	1,49	669	4,93±0,04
4	113	1,05	951	3,47±0,03
5	158	0,74	1349	2,45±0,02
6	195	0,57	1751	1,88±0,03

Погрешность угловых коэффициентов k мала, по сравнению с полученными значениями.




Рис. 3. График зависимости коэффициента диффузии D от обратного давления

Полученный угловой коэффициент прямой, построенной методом наименьших квадратов k = 389,01. Погрешность 11,03 получена с помощью формул погрешности для метода наименьших квадратов. Свободный член данной прямой примерно равен b = -0,03. С помощью него определим коэффициент диффузии для атмосферного давления (в нашем опыте это 720 мм.рт.ст.):

$$D = \frac{k}{P} + b \tag{2}$$

Коэффициент диффузии получился  $D = 0.5 \text{ cm}^2/c$ .

Связь коэффициента диффузии и длины свободного пробега:

$$D = \frac{\lambda}{3} \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} \tag{3}$$

Формула для эффективного сечения молекул:

$$\sigma = \frac{kT}{\lambda P} \tag{4}$$

Получившиеся значения:  $\lambda = 349$  нм,  $\sigma = 1,1 \cdot 10^{-19}$  м<sup>2</sup>.

## Вывод.

Проведенное исследование позволило изучить процесс взаимной диффузии газов и определить коэффициенты диффузии. Несмотря на некоторые несовпадения в полученных результатах, работа дала ценные практические навыки и позволила лучше понять физические процессы, происходящие при диффузии газов.